



ACCESSOLUTIONS Paris, 170 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
ACCESSOLUTIONS Toulouse, 11 place Esquirol, 31000 Toulouse
Tél : 01 43 44 02 02, Fax : 01 34 29 60 27
Courriel : contact@accessolutions.fr - Web : www.accessolutions.fr
SIRET : 453 867 749 00021 RCS Grenoble

Mise à jour BrailleSense Polaris

Version 2.3, premier avril 2019

1 Généralités

- Un problème a été signalé concernant la fonctionnalité de mise à jour automatique. Ce problème est en cours d'investigation.
- Les options vocales s'ouvrent maintenant correctement lorsqu'on les appelle depuis une application Android.
- L'option "Fermer toutes les applications" a été modifiée de sorte qu'elle fonctionne maintenant uniquement à partir du menu principal.
- Les touches Ctrl et Alt fonctionnent maintenant correctement lorsque vous les utilisez pour naviguer lorsque vous êtes en mode de saisie.
- 2 Le Gestionnaire de fichiers
- Insertion d'une fonction pour convertir des fichiers EPUB en fichiers TXT, BRL ou HBL.
- Vous pouvez maintenant convertir des fichiers PowerPoint dans d'autres formats. Cependant, les changements dans les diapositives ne sont pas pris en compte, seul le texte des PPT est enregistré.
- 3 Mise à jour
- Modification du processus de mise à jour pour le rendre plus efficace.
- Après avoir effectué cette mise à jour, sur le Polaris 32, veuillez appuyer sur Retour arrière-Espace-Entrée-F. Ceci est nécessaire afin de modifier la zone à partir de laquelle l'appareil accède aux données des applications, en raison de nouvelles dispositions affectant la manière dont les données sont enregistrées. Le Polaris Mini est déjà partitionné correctement, il ne devrait donc pas être nécessaire de procéder à cet ajustement.
- 4 Lecteur média
- Ajout d'une option permettant de choisir d'écouter par les enceintes ou les écouteurs pendant l'enregistrement.
- 5 Calculatrice
- Ajout d'une option permettant d'afficher en notation scientifique dans les réglages.
- 6 Options globales
- Ajout d'une fonction pour afficher la plage braille virtuelle en HDMI. Il se peut que vous deviez désactiver cette fonction si vous regardez un PowerPoint ou une feuille de calcul, car cet affichage peut perturber celui de vos données.
- Ajout d'une option permettant de choisir l'action du bouton Marche/Arrêt. Vous avez le choix entre Sommeil profond et Écran désactivé. Si vous choisissez Sommeil profond, vous mettez votre appareil dans un mode veille similaire à celui du BrailleSense U2 : le wi-fi, le Bluetooth, les notifications... tout cela est désactivé ce qui allonge significativement la durée de vie de la batterie en mode veille. Le mode Écran désactivé, c'est le mode qui existait jusqu'à présent. Le sommeil profond est choisi par défaut.
- Ajout d'une option qui permet de connaître le raccourci d'une fonction si vous appuyez sur Espace-tiret (points-3-6).
- 7 Navigateur web
- Ajout d'une fonction permettant d'enregistrer la dernière position lorsque vous revenez à la page

précédente.

- Ajout d'une fonction permettant de résoudre des problèmes de connexion dans certains hôtels ou aéroports, F2-F3-points-2-3. 8 Traitement de texte
- Ajout d'une fonction permettant de connaître le raccourci des fonctions dans la boîte de dialogue Réglages.
- Le raccourci de la commande pour centrer la ligne a été modifié et est maintenant Retour arrière-Entrée-C (points-1-4).
- Ajout d'une nouvelle commande pour aligner le texte à gauche, Retour arrière-Entrée-l (points-1-2-3).
- Ajout du raccourci pour aligner à droite, Retour arrière-Entrée-r (points-1-2-3-5).
- Dans la boîte de dialogue de mise en page du paragraphe, insertion d'un nouvel alignement Justifié.
- Les indicateurs de format sont également affichés quand l'affichage des caractères de format est activé.
- Vous pouvez maintenant utiliser la navigation par la première lettre dans la liste des types de fichiers. 9 E-Mail
- Ajout d'une fonction pour vérifier la pièce jointe dans la boîte de dialogue d'envoi d'un message. 10 Options vocales
- Vous pouvez maintenant appuyer sur Espace-d (points 1-4-5) pour désinstaller la voix actuelle dans la liste. 11 Clavier USB
- Modification des touches de lancement globales qui utilisent VerrMaj pour utiliser maintenant Windows+Maj+lettre. 12 Problèmes identifiés par les utilisateurs
- Le pourcentage fonctionne maintenant dans la calculatrice.
- Correction du problème de l'unité de mouvement par durée qui ne fonctionnait pas dans le lecteur DAISY.
- Correction du problème de non sauvegarde de la dernière position lors de l'arrêt de l'appareil dans le lecteur DAISY.
- Correction du problème des adresses mail qui n'étaient pas importées dans le carnet d'adresses.

Téléchargement

- [Polaris 20](#)
- [Polaris 32](#)

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.